

1. Ouvrir le kit salivaire et noter l'identité du patient (NOM/prénom) sur l'étiquette.
2. Effectuer le recueil de salive dans le pot après avoir salivé plusieurs fois dans la bouche pendant 30 secondes afin d'obtenir un volume suffisant (au moins 1 mL : il faut que la salive recouvre tout le fond du pot comme sur la photo suivante)



Le prélèvement de liquide salivaire peut être réalisé **à tout moment de la journée** avec les conditions suivantes :

- **Plus de 30 minutes après** la dernière prise de boisson, d'aliment, de cigarette/e-cigarette, d'un brossage de dents ou d'un rinçage bucco-dentaire
 - Recueillir **UNIQUEMENT DE LA SALIVE (pas de toux, de crachat ou de raclement de gorge)**
3. **BIEN reboucher** en prenant soin, si besoin en cas de salissure externe, de désinfecter à l'aide d'une lingette désinfectante ou d'un tampon imbibé d'alcool à 70°
 4. Remettre le pot dans le sachet intermédiaire contenant un buvard en tenant le sachet ouvert pour que le pot ne touche pas l'extérieur du sachet



5. Fermer le sachet intermédiaire et le redispser dans le sachet extérieur (avec l'étiquette NIV-P2)
6. Remettre la fiche de renseignement remplie dans la poche latérale du sachet NIV-P2
7. Le prélèvement doit être acheminé rapidement au laboratoire, **dans les 6 heures maximum**