



Moulins, le 01/06/2026

Chers infirmiers,

Pour le confort des patients et des préleveurs, nous souhaitions depuis longtemps réduire le nombre de tubes à prélever, sans vraiment y parvenir (et beaucoup d'entre vous nous le demandaient régulièrement).

Aujourd'hui, c'est enfin possible.

En effet, après une phase de tests et une expérimentation concluante sur l'un de nos sites, nous avons décidé d'étendre à tous nos sites le passage de toutes nos analyses d'immuno-chimie sur le tube sec (bouchon jaune), y compris pour le potassium. Le pourcentage de tube hémolysés ne dépend pas de la couleur du tube, mais des conditions de transport (température extrême, durée d'acheminement), et de la fragilité des globules rouges de certains patients. Attention, le tube gris reste toujours indispensable pour le dosage de la glycémie.

Ainsi, à partir du 3 juin 2026, tous les examens de chimie réalisés auparavant sur ce tube vert se feront désormais sur tube jaune.

Nous commençons à conditionner vos nouvelles boîtes sans tube vert et avec un tube jaune de 7 ml dès à présent (à remplir entièrement en cas de gros bilan).

Nous restons à votre écoute

Bien cordialement,

Les biologistes du laboratoire MAYMAT